




Crucible JIPO สูง



Crucible JIPO กลาง



Crucible JIPO เตี้ย



Gooch crucible



Alumina Crucible



04-CN03-01



04-CN03-01



04-CN03-01



04-CN03-01

รหัส	รายการ	ขนาด			ความจุ
		Ø บน	Ø ล่าง	สูง	
04-JP01-01	Crucible Porcelain ทนความร้อนได้ 100 C	45		56	50
04-JP02-01	Gooch Crucible	39		49	35
04-JP02-02	Crucible Porcelain / Jipo	60		48	80
04-JP03-01	Crucible Porcelain / High Form Shape	38		30	15
04-JP03-02	Crucible Porcelain / High Form Shape	45		36	30
04-JP03-03	Crucible	50		62	72
04-JP03-04	Crucible	60		38	63
04-JP03-05	Crucible	35		44	26
04-JP04-07	Crucible / Jipo	60		75	130
04-JP04-11	Crucible / Jipo	60		32	60
04-JP04-16	Crucible / Jipo	60		75	120

รหัส	รายการ	ขนาด (มม.)			ความจุ (มล.)
		Ø บน	Ø ล่าง	สูง	
04-CN03-01	Crucible + Lids / High Form Shape ทนความร้อนได้ 400 - 1000 C	42	27	54	40
04-CN03-02	Crucible + Lids / High Form Shape	38	23	40	25
04-CN03-03	Crucible + Lids / High Form Shape	40	25	26	30
04-CN03-04	Crucible + Lids / High Form Shape	43	28	58	50
04-CN03-05	Crucible + Lids / Low Form Shape	51	25	30	30
04-CN03-06	Crucible + Lids / Mid Form Shape	42	24	41	30
04-CN03-07	Crucible + Lids / Mid Form Shape	48	26	42	40
04-CN03-08	Crucible + Lids / Mid Form Shape	53	30	46	50
04-CN05-01	Crucible / Alumina ทนความร้อนได้ 1795 C	30	18	30	10
04-CN06-01	Crucible + Lids / Alumina	36		27	15
04-CN06-02	Crucible Lids for 04-CN06-01 / Alumina				
04-CN06-03	Crucible / Alumina	36		30	15
04-CN06-04	Crucible Lids for 04-CN06-03 / Alumina				
04-CN06-05	Crucible / Alumina	39		41	20
04-CN06-05	Crucible Lids for 04-CN06-05 / Alumina				
04-CT01-01	Crucible / Coorstek				40
04-HT04-01	Crucible High Form Shape / HCT / german	56		70	120
04-HT04-02	Crucible High Form Shape / HCT / german	35		44	24
04-HT04-03	Crucible High Form Shape / HCT / german	60		15	120
04-HT04-04	Crucible High Form Shape / HCT / german	30		38	15
04-HT04-05	Crucible High Form Shape / HCT / german	50		40	40
04-HT04-06	Crucible / HCT / german				35
04-HT04-07	Crucible / HCT / german	56		45	50
04-HT04-08	Crucible High Form Shape / HCT / german	40		50	
04-HT05-02	Crucible Porcelain	35			130
04-HT05-03	Crucible Porcelain	40			130
04-HT05-04	Crucible Porcelain	45			130
04-HT05-05	Crucible Porcelain	50			130
04-HT05-07	Crucible Porcelain	45			38
04-HT05-08	Crucible Porcelain	50			49
04-HT06-01	Crucible / HCT 103/45	45		28	
04-HT07-01	Crucible / HCT 101/40	40			40
04-HT07-02	Crucible / HCT 103/50	50			29
04-HT07-03	Crucible / HCT 101/45	35		45	25
04-HT07-04	Crucible / HCT 102/50	50		40	35
04-GC02-01	Crucible + Lids	76		46	100
04-JP10-01	Crucible	40		32	20
04-JP11-03	Crucible	50		40	45

รหัส	รายการ	ขนาด (มม.)			
		Ø บน	Ø ล่าง	สูง	ความจุ (มล.)
04-JP17-01	Gooch crucible	30		36	17
04-JP17-02	Gooch crucible	35		43	25
04-JP17-03	Gooch crucible	39		49	35
04-JP17-04	Gooch crucible				50
04-JP17-05	Gooch crucible				50
04-BL02-01	Crucible / Berlin	40		5.1	40
04-BL02-02	Crucible / Berlin	70		60	150
04-BL02-03	Crucible / Berlin	50		65	85
04-BL02-04	Crucible / Berlin	82		65	230
04-BL02-05	Crucible / Berlin	60		50	90
04-BL02-06	Crucible / Berlin	70		47	95
04-BL07-01	Crucible / Berlin	50		40	50
04-BL08-01	Crucible / Berlin	41	25	43	35
04-BL08-02	Crucible / Berlin	38	23	40	25



Crucible / Berlin




Crucible / HCT / German



ฝา Crucible Porcelain



Jipo



รหัส	รายการ	ขนาด (มม.)	
		Ø บน	ความสูง (มม.)
04-JP03-06	ฝา Crucible Porcelain / JIPO		
04-JP03-07	ฝา Crucible Porcelain / JIPO	37	
04-JP03-08	ฝา Crucible Porcelain High Form Shape / JIPO		15
04-JP03-09	ฝา Crucible Porcelain for 04-JP04-16 / JIPO		
04-JP04-08	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO		
04-HT03-09	ฝา Crucible Porcelain for 04-JP04-16 / JIPO		
04-JP04-08	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO		
04-HT03-11	ฝา ถ้วยกระเบื้อง	60	80
04-HT05-11	ฝา crucible HCT 105/47		
04-HT05-12	ฝา crucible HCT 102/35		
04-HT07-05	ฝา crucible HCT 105/53 สำหรับ crucible HCT 102/50-60		
04-JP11-01	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	42	
04-JP11-02	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	54	
04-JP12-02	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	46	50
04-JP13-02	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	40	
04-JP14-02	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	47	
04-JP14-03	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	50	34
04-JP16-02	ฝา Crucible Porcelain/ JIPO	50	45
04-BL07-02	ฝา Crucible Porcelain/ Berlin	50	50
04-BL07-03	ฝา Crucible Porcelain/ Berlin	82	230

รหัส	รายการ	ขนาด (มม.)		
		Ø	สูง	ความจุ (มล.)
04-JP04-01	Evaporating dish / JIPO	61	28	36
04-JP04-02	Evaporating dish / JIPO	112	47	232
04-JP04-03	Evaporating dish / JIPO	100	40	150
04-JP04-04	Evaporating dish / JIPO	125	50	285
04-JP04-06	Evaporating dish / JIPO	50	20	20
04-JP04-09	Evaporating dish / JIPO	80	32	60
04-JP04-12	Evaporating dish / JIPO	83	27	62
04-JP04-13	Evaporating dish / JIPO	80	32	60
04-JP04-15	Evaporating dish / JIPO	80	32	60
04-JP05-01	Evaporating dish / JIPO			150
04-CN04-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	74	30	60
04-CN04-02	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	82	32	75
04-CN04-03	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	90	35	100
04-CN04-04	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	98	38	125
04-CN04-05	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	100	39	140
04-CN04-06	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	104	40	150
04-CN04-07	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	110	44	200
04-CN04-08	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	60	25	35
04-CN04-09	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	70	28	50
04-GC01-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / Glassco	100	42	150
04-HT03-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany	126	80	70
04-HT03-02	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany			100
04-HT03-03	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany	125	50	250
04-HT03-04	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany	160	52	500
04-HT03-05	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany	125	50	140
04-HT03-06	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / HCT / Germany	126	63	30
04-HT03-07	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	70	28	50
04-HT03-08	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	74	30	60
04-HT03-09	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	82	32	75
04-HT03-10	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม	60	48	80
04-BL06-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม / Berlin	80	34	75
04-CM01-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม			70
04-TH07-01	ถ้วยกระเบื้องก้นกลม			120



04-CN04-xx



04-BL06-01



04-JP04-xx



รหัส	รายการ	ขนาด Ø (มม.)
04-IL01-01	โกร่งบดชา	50
04-IL01-02	โกร่งบดชา	130

รหัส	รายการ	ขนาด Ø (มม.)
04-CN01-01	ชุดโกร่งบดชา	60
04-CN01-02	ชุดโกร่งบดชา	80
04-CN01-03	ชุดโกร่งบดชา	100
04-CN01-04	ชุดโกร่งบดชา	130
04-CN01-05	ชุดโกร่งบดชา	160
04-CN01-06	ชุดโกร่งบดชา	216
04-CN01-07	ชุดโกร่งบดชา	250
04-CN01-08	ชุดโกร่งบดชา	160
04-CN01-09	ชุดโกร่งบดชา	305
04-CN01-10	ชุดโกร่งบดชา	254



รหัส	รายการ	ขนาด Ø (มม.)
04-JP15-01	โกร่งบดชา	240
04-JP18-01	โกร่งบดชา	130
04-JP18-02	โกร่งบดชา	250
04-JP18-03	โกร่งบดชา	180
04-JP18-04	สากบดชา	74
04-JP18-05	โกร่งบดชาแบบหยาบ	180
04-JP18-06	สากบดชาแบบหยาบ	55

รหัส	รายการ	ขนาด Ø(มม.)
04-BL01-01	โกร่งบดชา / Berlin	9
04-BL01-02	โกร่งบดชา / Berlin	12
04-BL01-03	โกร่งบดชา / Berlin	18
04-BL03-01	โกร่งบดชา / Berlin	240
04-BL05-01	โกร่งบดชา / Berlin	115
04-TH04-01	โกร่งบดชา / Berlin	15
04-TH04-04	โกร่งบดชา / Berlin	24



04-TH05-01

04-TH05-02

04-TH03-01

รหัส	รายการ
04-TH05-01	จานหลุม 6 หลุม
04-TH05-02	จานหลุม 12 หลุม
04-TH03-01	Ball Mill 3 กิโลกรัม



รหัส	รายการ	ขนาด Ø (มม.)
04-CM02-01	โกร่งบดชา / COLE-PARMER	50
04-CM02-02	โกร่งบดชา / COLE-PARMER	75
04-TH02-01	โกร่งบดชาแบบแก้ว	180



รหัส	รายการ	Ø (มม.)	ความจุ (มล.)
04-CN02-01	Buchner funnel	70	
04-CN02-02	Buchner funnel	110	
04-CN02-03	Buchner funnel	90	
04-CN02-04	Buchner funnel	180	1300
04-CN02-05	Buchner funnel	47	
04-CN02-07	Buchner funnel	50	
04-CN02-08	Buchner funnel	55	
04-CN02-09	Buchner funnel	125	600
04-CN02-10	Buchner funnel	40	30
04-CN02-11	Buchner funnel	180	
04-CN02-12	Buchner funnel	150	1000
04-CN02-13	Buchner funnel	200	1500
04-CN02-14	Buchner funnel	250	5000

รหัส	รายการ	Ø (มม.)	ความจุ (มล.)
04-JP01-02	Buchner funnel / Jipo	185	
04-JP06-01	Buchner funnel / Jipo	45	35
04-JP07-01	Buchner funnel / Jipo	110	520
04-JP08-01	Buchner funnel / Jipo	55	
04-JP08-02	Buchner funnel / Jipo	70	120
04-JP08-03	Buchner funnel / Jipo	90	
04-JP08-04	Buchner funnel / Jipo	125	600
04-JP08-05	Buchner funnel / Jipo	150	
04-JP08-06	Buchner funnel / Jipo	90	240



รหัส	รายการ	Ø (มม.)	ความจุ (มล.)
04-BL04-01	Buchner funnel / Berlin	90	290
04-BL04-02	Buchner funnel / Berlin	55	75

รหัส	รายการ	Ø (มม.)	ความจุ (มล.)
04-GC02-01	Buchner funnel / GLASSCO	90	290

รหัส	รายการ	Ø (มม.)	ความจุ (มล.)
04-TH08-01	Buchner Funnel	110	400

