



**ชุดทดสอบสารก่อภูมิแพ้  
ในอาหาร  
ELISA Kit II**

**ลักษณะเฉพาะ**

ความสามารถที่เหนือกว่าในการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารแปรรูปอย่างรุนแรงผ่านบัฟเฟอร์การสกัดที่เป็นเอกลักษณ์

- เซนทิส ELISA kit
- สำหรับการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเชิงปริมาณ
- มีความไวสูง
- มีความจำเพาะสูง
- High robustness
- เหมาะสำหรับ :
  - วัตถุติด
  - อาหารแปรรูปอย่างรุนแรง
  - น้ำล้าง
  - ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม
- สะดวก : ใช้สารสกัดหนึ่งตัวอย่างสำหรับทุกชุดการทดสอบของ ELISA Kit II
- เวลาในการวิเคราะห์สามารถปรับให้เข้ากับงานของคุณได้
- มีน้ำยาทั้งหมด
- น้ำยาไม่เป็นอันตราย
- อายุการเก็บรักษา 12 เดือน
- บริการด้านเทคนิค

ELISA Kit II	ความจำเพาะของแอนติบอดี	หน่วยในการรายงาน*	ช่วงการทดสอบ	ขีดจำกัดในการตรวจหา (LOD)	Catalog No.
ไข่ (โอวัลบูมิน)	โอวัลบูมิน	โปรตีนไข่ทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2111
เบต้า-แลคโตโกลบูลิน	เบต้า-แลคโตโกลบูลิน	โปรตีนนมทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2112
เคซีน	เคซีน	โปรตีนนมทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2113
ข้าวสาลี/กลูเตน	ไกลอะดีน	โปรตีนข้าวสาลีทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2114
บักวีท	โปรตีนบักวีทบริสุทธิ์บางส่วน	โปรตีนบักวีททั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2115
ถั่วลิสง	โปรตีนถั่วลิสงบริสุทธิ์บางส่วน	โปรตีนถั่วลิสงทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2116
ถั่วเหลือง	เบต้า-คอนโกลูซิโน	โปรตีนถั่วเหลืองทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2117
Crustacean	โทรโปไมโอซิน	โปรตีน crustacean ทั้งหมด	0.31 – 20 ppm	0.31 ppm	M2118
ฮาเซลนัท	11S โกลบูลิน	โปรตีนฮาเซลนัททั้งหมด	0.16 – 10 ppm	0.16 ppm	M2119
High-Sensitivity Peanut	Ara h2, Ara h6	โปรตีนถั่วลิสงทั้งหมด <b>*NIST peanut butter SRM2387</b>	0.2 – 12.8 ppm	0.2 ppm	M2120
งา	11S โกลบูลิน	โปรตีนงาทั้งหมด	0.16 – 10 ppm	0.16 ppm	M2121

## การเตรียมตัวอย่าง



## ขั้นตอนการวิเคราะห์



### วิดีโออธิบาย

วิดีโอที่มีอยู่ทางเว็บไซต์และช่อง YouTube ของเราได้แสดงส่วนประกอบของชุดทดสอบทั้งหมด การเตรียมตัวอย่างที่ละขั้นตอนและวิธีการทดสอบ

### ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

วัสดุควบคุมคุณภาพ (ไข่ นม ข้าวสาลี)

ชุดทดสอบ Rapid Test Easy

ชุดทดสอบ Rapid Test Pro II



Morinaga Institute of Biological Science, Inc.

2-1-1 Shimosueyoshi, Tsurumi-ku,

Yokohama-shi, 230-8504 JAPAN



[www.miobs-e.com/tha/index.html](http://www.miobs-e.com/tha/index.html)